



Scheda tecnica REF 68.23.10A

25.08.2026

Dati generali			
Codice	68.23.10A	vite a croce auto filettante con bloccaggio 2.4 10mm Ti	
Unità	cf./10	Numero doganale	90211090
GMDN	46638	GTIN	04046826537272
Classe di rischio	(EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	4046826;B001;01;P8
Peso netto (kg)	0,000	Istruzioni d'uso	G689480
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK06
Codice CND			
N° di repertorio			
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	2.4 10mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		