





## Scheda tecnica REF 68.24.11

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.24.11	bussola sega con manico siliconico blu	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	44491	GTIN	04046826431877
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	16-716
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,122	Istruzioni d'uso	G682410
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	Z12019099		
N° di repertorio	723889		
			
Medicon media	450.00.60 (catalogo chirurgia plastica ) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) 453.24.00 (Micro seghe con impugnatura in silicone Opuscolo)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
<b>Corpo</b>	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
<b>Manico</b>	ELASTOSIL LR3003 (Silikonkautschuk)		