



Scheda tecnica REF 68.24.14

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.24.14	lama per sega 18mm	
Unità	cf./12	Numero doganale	82029980
GMDN	44985	GTIN	04046826119102
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-447
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,008	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01
Codice CND	L0103		
N° di repertorio	242779		
			
Medicon media	450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) 453.24.00 (Micro seghe con impugnatura in silicone Opuscolo)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	18mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4310 (X10CrNi18-8)		