



Scheda tecnica REF 68.24.19

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.24.19	dado a risvolto per dado di serraggio	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	44985	GTIN	04046826119133
Classe di rischio	KEIN MP (EU MDD)	UMDNS-Code	00-000
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,002	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	KEIN MP
Codice CND			
N° di repertorio			
			
Medicon media	450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) 451.08.13 (prospetto distratt intraorali p il mascellare infer e super) 453.24.00 (Micro seghe con impugnatura in silicone Opuscolo)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Condizioni di conservazione Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		