





Scheda tecnica REF 68.24.27

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|---|--------------------------------------|----------------|
| Codice | 68.24.27 | lama per sega lungo6mm Mikro Oscillo | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 82029980 |
| GMDN | 44984 | GTIN | 04046826119201 |
| Classe di rischio | 2a (EU MDD) | UMDNS-Code | 13-447 |
| Classe | 6 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso netto (kg) | 0,009 | Istruzioni d'uso | |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK01 |
| Codice CND | V0103 | | |
| N° di repertorio | 242772 | | |
|  | | | |
| Medicon media | 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) 453.24.00 (Micro seghe con impugnatura in silicone Opuscolo) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | | | |
| Misura | 6mm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4310 (X10CrNi18-8) | | |