







Scheda tecnica REF 68.24.37

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.24.37	lama per sega sega osseoscalpel24mm	
Unità	cf./12	Numero doganale	82029980
GMDN	45518	GTIN	04046826119270
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-447
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,012	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01
Codice CND	Z129080		
N° di repertorio	245870		
			
Medicon media	450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) 451.08.13 (prospetto distratt intraorali p il mascellare infer e super) 451.09.02 (prospetto maxillo facciale) 453.24.00 (Micro seghe con impugnatura in silicone Opuscolo)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	24mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4310 (X10CrNi18-8)		