









Scheda tecnica REF 68.24.40

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.24.40	Kirschner pezzo angolato per fili di K.	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	44491	GTIN	04046826119287
Classe di rischio	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,239	Istruzioni d'uso	
Latex free		Istruzioni per la preparazione	KEIN MP
Codice CND	Z12019099		
N° di repertorio	245829		
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Condizioni di conservazione			
 60 °C	 90 %	 1060 hPa	
	 700 hPa		
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		