




Scheda tecnica REF 68.24.57

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.24.57	lama per sega a bussola33x6x0.4mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45518	GTIN	04046826471972
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	16-716
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,004	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01
Codice CND			
N° di repertorio			
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	33x6x0.4mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Altro	1.4310 (X10CrNi18-8)		