




Scheda tecnica REF 68.24.86

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.24.86	adattatore di pulizia LL/INTRA LL	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826464981
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	11-726
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,013	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	0
Codice CND			
N° di repertorio			
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Condizioni di conservazione Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Altro	1.4035 (X46CrS13)		