







Scheda tecnica REF 68.30.06

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.30.06	dispositivo fissaggio vite per cacciavite angolato	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826119577
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-517
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,084	Istruzioni d'uso	G683006
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	KEIN MP
Codice CND	L091001		
N° di repertorio	235388		
			
Medicon media	450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) 451.08.13 (prospetto distratt intraorali p il mascellare infer e super)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		