





Scheda tecnica REF 68.30.17

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.30.17	inserto per trapano per viti 1.2x10.5mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32390	GTIN	04046826406080
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-521
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,001	Istruzioni d'uso	G930100
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	L1104		
N° di repertorio	389254		
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	1.2x10.5mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4112 (X90CrMoV18)		