






## Scheda tecnica REF 68.30.18

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.30.18	inserto per trapano per vite Ø 1.6mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32390	GTIN	04046826119607
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-521
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,006	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01
Codice CND	L1104		
N° di repertorio	219565		
			
Medicon media	450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	Ø 1.6mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4034 (X46Cr13)		