





## Scheda tecnica REF 68.30.19

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.30.19	inserto per trapano per viteØ 1.2mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32390	GTIN	04046826119614
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-521
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,001	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01
Codice CND	L1104		
N° di repertorio	219566		
			
Medicon media	450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) 451.08.13 (prospetto distratt intraorali p il mascellare infer e super)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	Ø 1.2mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4034 (X46Cr13)		