





## Scheda tecnica REF 68.30.21

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.30.21	inserto per trapano per viteØ 1.7mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32390	GTIN	04046826119638
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-521
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,004	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01
Codice CND	L1104		
N° di repertorio	219568		
			
Medicon media	450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	Ø 1.7mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4034 (X46Cr13)		