






Scheda tecnica REF 68.30.37

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.30.37	inserto per cacciavite angolato per vite Mini Easy Grip	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826119782
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-517
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,004	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01
Codice CND	L091001		
N° di repertorio	235400		
			
Medicon media	450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale) 451.08.13 (prospetto distratt intraorali p il mascellare infer e super)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4057 (X17CrNi16-2)		