





Scheda tecnica REF 68.30.43

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.30.43	inserto per cacciavite angolato per viti Micro a croce	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826314170
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	13-517
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,001	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK01
Codice CND	L091001		
N° di repertorio	235404		
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4057 (X17CrNi16-2)		