







## Scheda tecnica REF 68.51.02

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.51.02	Tessier retrattori per mobilizzazione destro	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	33432	GTIN	04046826120016
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-028
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,095	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK12-1
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		