







## Scheda tecnica REF 68.72.28

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.72.28	placca per mento bar pre-piegato 8mm Ti Mini	
Unità	pz.	Numero doganale	90211090
GMDN	46642	GTIN	04046826400453
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	13-050
Classe	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,007	Istruzioni d'uso	G687004
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK06
Codice CND	P09120599		
N° di repertorio	390878		
  			
Medicon media	450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi) 451.09.02 (prospetto maxillo facciale )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	8mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7035 (ASTM_Grade_2)		