







## Scheda tecnica REF 68.72.84A

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.72.84A	placca 3 segmenti bar rigido14mm Ti Mini Multi Grid	
Unità	pz.	Numero doganale	90211090
GMDN	46642	GTIN	04046826430184
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	13-050
Classe	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,001	Istruzioni d'uso	G687004
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK06
Codice CND	P09120599		
N° di repertorio	469961		
  			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	14mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7035 (ASTM_Grade_2)		