







## Scheda tecnica REF 68.73.31A

20.02.2026

| Dati generali   |   |   |                |
|---|---|---|----------------|
| Codice  | 68.73.31A   | placca destro + sinistra 4x4 fori Ti Mini L |                |
| Unità   | cf./2   | Numero doganale                             | 90211090       |
| GMDN  | 46642   | GTIN  | 04046826342005 |
| Classe di rischio   | 2b (EU MDD)   | UMDNS-Code                                  | 13-050         |
| Classe  | 8 (EU MDD)  | Base UDI-DI                                 |                |
| Peso netto (kg)   | 0,010   | Istruzioni d'uso                            | G687004        |
| Latex free  | si  | Istruzioni per la preparazione              | MPK06          |
| Codice CND  | P09120599   |   |                |
| N° di repertorio  | 469980  |   |                |
|    |   |   |                |
| Medicon media   | 450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi) |   |                |
| Immagine completa   |   | Immagine dettagliata                        |                |
|    |   |   |                |
| Condizioni di conservazione   |   |   |                |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |   |   |                |
| Materiali   |   |   |                |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN)                         |   |                |
| Corpo   | 3.7035 (ASTM_Grade_2)                                       |   |                |