








## Scheda tecnica REF 68.74.24

20.02.2026

| Dati generali   |  |                                     |                |
|---|--|-------------------------------------|----------------|
| Codice  | 68.74.24   | placca 4 fori corto bar10mm Ti Mini |                |
| Unità   | cf./2  | Numero doganale                     | 90211090       |
| GMDN  | 46642  | GTIN                                | 04046826121228 |
| Classe di rischio   | 2b (EU MDD)  | UMDNS-Code                          | 13-050         |
| Classe  | 8 (EU MDD)   | Base UDI-DI                         |                |
| Peso netto (kg)   | 0,009  | Istruzioni d'uso                    | G687004        |
| Latex free  | si   | Istruzioni per la preparazione      | MPK06          |
| Codice CND  | P09120503  |                                     |                |
| N° di repertorio  | 222542   |                                     |                |
|    |  |                                     |                |
| Medicon media   | 450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi)<br>451.09.02 (prospetto maxillo facciale ) |                                     |                |
| Immagine completa   |  | Immagine dettagliata                |                |
|     |  |                                     |                |
| Misura  | 10mm   | Rivestimento                        |                |
| Condizioni di conservazione   |  |                                     |                |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |  |                                     |                |
| Materiali   |  |                                     |                |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN)  |                                     |                |
| Corpo   | 3.7035 (ASTM_Grade_2)  |                                     |                |