



## Scheda tecnica REF 68.75.86

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.75.86	Aarhus vite syst 1.6 8.0mm 2.5mm p/5	
Unità	cf./5	Numero doganale	90211090
GMDN	46536	GTIN	04046826121778
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Classe	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,001	Istruzioni d'uso	G689920
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK06
Codice CND	P09120601		
N° di repertorio	220085		
  			
Medicon media	451.09.34 (Prospetto Aarhus Mini-Implant System)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	8.0mm 2.5mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		