





Scheda tecnica REF 68.76.03

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Codice | 68.76.03 | inserto per osteotomo8mm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 10825 | GTIN | 04046826539382 |
| Classe di rischio | (EU MDD) | UMDNS-Code | |
| Classe | NA (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso netto (kg) | 0,000 | Istruzioni d'uso | |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK01 |
| Codice CND | | | |
| N° di repertorio | | | |
|   | | | |
| Medicon media | | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
| | | | |
| Misura | 8mm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4034 (X46Cr13) | | |