






Scheda tecnica REF 68.76.16

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.76.16	impugnatura con manica trocar per sistema 2.0+2.4	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35095	GTIN	04046826121921
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-930
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Peso netto (kg)	0,020	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L0999		
N° di repertorio	207651		
 			
Medicon media	450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		