







Scheda tecnica REF 68.76.26

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.76.26	guida di foratura con filettatura per sistema 2.4 locking	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35095	GTIN	04046826122010
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-930
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;02;ak;5X
Peso netto (kg)	0,020	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L0999		
N° di repertorio	207655		
 			
Medicon media	450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		