






Scheda tecnica REF 68.76.30

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.76.30	sistema di supporto p placche 2.4 a manica trocar for 68.76.16	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35095	GTIN	04046826305857
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-930
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;05;ah;4W
Peso netto (kg)	0,001	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L0999		
N° di repertorio	207659		
 			
Medicon media	450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Vite	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		