








Scheda tecnica REF 68.76.44

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.76.44	strumento di adattamento per impianto 1.514cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	47870	GTIN	04046826122140
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-172
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Peso netto (kg)	0,019	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L9099		
N° di repertorio	432212		
 			
Medicon media	450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi) 451.08.13 (prospetto distratt intraorali p il mascellare infer e super)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	14cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4057 (X17CrNi16-2)		