





Scheda tecnica REF 68.76.45

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.76.45	Stryker trapano a spirale con rosso anello Ø 1.45x25mm 115mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90184910
GMDN	10520	GTIN	04046826401436
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	11-341
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,004	Istruzioni d'uso	G930100
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	L1104		
N° di repertorio	417431		
			
Medicon media	450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	Ø 1.45x25mm 115mm	Rivestimento	Diluente per vernici
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4034 (X46Cr13)		