




Scheda tecnica REF 68.76.53

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.76.53	pinze reggi vite per sistema 1.5/2.018cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	42500	GTIN	04046826122225
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	14-257
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R002;03;ah;48
Peso netto (kg)	0,032	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L091001		
N° di repertorio	247874		
 			
Medicon media	450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi) 451.50.01 (Epiplating - Tecnica chirurgica Opuscolo)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	18cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4024 (X15Cr13)		