








Scheda tecnica REF 68.76.57

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.76.57	profondimetro per foro di trapanatura per sistema 2.420cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32845	GTIN	04046826122263
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-237
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;02;ak;5X
Peso netto (kg)	0,050	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK12-1
Codice CND	V030299		
N° di repertorio	207524		
 			
Medicon media	450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	20cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	1.4310 (X10CrNi18-8)		