






## Scheda tecnica REF 68.76.91

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.76.91	trocar con stop16.5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	47457	GTIN	04046826122539
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-930
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;05;ag;48
Peso netto (kg)	0,050	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK05-1
Codice CND	L1299		
N° di repertorio	208119		
 			
Medicon media	450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi) 451.08.13 (prospetto distratt intraorali p il mascellare infer e super)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	16.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4305 (X8CrNiS18-9) PPSU (Polyphenylsulfon)		