





Scheda tecnica REF 68.78.02

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|---|---|----------------|
| Codice | 68.78.02 | Stryker trapano a spirale con rosso anelloØ 1.45x5mm 44mm | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90184910 |
| GMDN | 10520 | GTIN | 04046826336813 |
| Classe di rischio | 2a (EU MDD) | UMDNS-Code | 11-341 |
| Classe | 6 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso netto (kg) | 0,003 | Istruzioni d'uso | G930100 |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK02 |
| Codice CND | Z12100980 | | |
| N° di repertorio | 192268 | | |
|  | | | |
| Medicon media | 450.00.61 (catalogo Implant Art impianti p la osteosintesi) 451.09.02 (prospetto maxillo facciale) 451.50.01 (Epiplating - Tecnica chirurgica Opuscolo) 453.06.00_DEU (Hybrid Sistema a placche tedesco Opuscolo) 453.06.00_ENG (Hybrid Plate System - Reconstruction of the mandible with a microvascular fibular bone graft ENG Brochure) 453.06.00_ESP (Hybrid Plate System - Reconstruction of the mandible with a microvascular fibular bone graft ESP Brochure) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | | | |
| Misura | Ø 1.45x5mm 44mm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4112 (X90CrMoV18) | | |