





Scheda tecnica REF 68.79.28

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Codice | 68.79.28 | MiniBucc manica trocar25mm for 68.79.25 | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90189084 |
| GMDN | 60909 | GTIN | 04046826459024 |
| Classe di rischio | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 15-260 |
| Classe | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R001;05;ag;48 |
| Peso netto (kg) | 0,007 | Istruzioni d'uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | |
| Codice CND | | | |
| N° di repertorio | | | |
|   | | | |
| Medicon media | | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
| | | | |
| Misura | 25mm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |