





Scheda tecnica REF 68.79.32

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.79.32	manica trocar25mm MiniBucc for 68.79.25	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826463786
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-260
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Peso netto (kg)	0,007	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK11-1
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	25mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		