








## Scheda tecnica REF 68.80.32

20.02.2026

| Dati generali   |  |                                  |                |
|---|--|----------------------------------|----------------|
| Codice  | 68.80.32   | placca per epitesi auricolare Ti |                |
| Unità   | pz.  | Numero doganale                  | 90213990       |
| GMDN  | 46642  | GTIN                             | 04046826123628 |
| Classe di rischio   | 2b (EU MDD)  | UMDNS-Code                       | 13-049         |
| Classe  | 8 (EU MDD)   | Base UDI-DI                      |                |
| Peso netto (kg)   | 0,035  | Istruzioni d'uso                 | G688030        |
| Latex free  | si   | Istruzioni per la preparazione   | MPK06          |
| Codice CND  | P09120503  |                                  |                |
| N° di repertorio  | 222562   |                                  |                |
|    |  |                                  |                |
| Medicon media   | 451.50.01 (Epiplating - Tecnica chirurgica Opuscolo) |                                  |                |
| Immagine completa   |  | Immagine dettagliata             |                |
|    |  |                                  |                |
| Condizioni di conservazione   |  |                                  |                |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione   |  |                                  |                |
| Materiali   |  |                                  |                |
|   | N° di materiale (Denominazione DIN)                  |                                  |                |
| Corpo   | 3.7035 (ASTM_Grade_2)                                |                                  |                |