







## Scheda tecnica REF 68.80.33

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.80.33	placca per apparecchio acustico Ti	
Unità	pz.	Numero doganale	90213990
GMDN	46642	GTIN	04046826123635
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	13-049
Classe	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,035	Istruzioni d'uso	G688030
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK06
Codice CND	P09120503		
N° di repertorio	222563		
  			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7035 (ASTM_Grade_2)		