






Scheda tecnica REF 68.80.46

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.80.46	insertore per perno di base con inserti magnetici	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826123741
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-345
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso netto (kg)	0,005	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	451.50.01 (Epiplating - Tecnica chirurgica Opuscolo)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7035 (ASTM_Grade_2)		
Altro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		