







Scheda tecnica REF 68.80.47

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.80.47	vite per accoppiamento a scatto 5.75mm Ti	
Unità	pz.	Numero doganale	90213990
GMDN	61837	GTIN	04046826123758
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-101
Classe	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,007	Istruzioni d'uso	G688030
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK06
Codice CND	P09120601		
N° di repertorio	723919		
  			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	5.75mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		