







Scheda tecnica REF 68.80.49

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.80.49	cappuccio di guarigione for 68.80.68+69	
Unità	cf./2	Numero doganale	90213990
GMDN	46642	GTIN	04046826308605
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-055
Classe	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,001	Istruzioni d'uso	G688030
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK06
Codice CND	P09120503		
N° di repertorio	222570		
  			
Medicon media	451.50.01 (Epiplating - Tecnica chirurgica Opuscolo)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		