






## Scheda tecnica REF 68.80.56

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.80.56	perno di base per epperchio di eppertura6.5mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90213990
GMDN	46642	GTIN	04046826123789
Classe di rischio	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-055
Classe	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,007	Istruzioni d'uso	G688030
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK06
Codice CND	P09120503		
N° di repertorio	222572		
  			
Medicon media	451.50.01 (Epiplating - Tecnica chirurgica Opuscolo)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	6.5mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))		