





Scheda tecnica REF 68.80.57

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.80.57	doppia guida di foratura per vite da 3 e 5mm for 68.80.53/54	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826447274
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-930
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;02;ak;5X
Peso netto (kg)	0,034	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	451.50.01 (Epiplating - Tecnica chirurgica Opuscolo)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		