







Scheda tecnica REF 68.80.60

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.80.60	perno per modellazione P/2	
Unità	cf./2	Numero doganale	90189084
GMDN	38578	GTIN	04046826123796
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	16-467
Classe	(EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso netto (kg)	0,005	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	451.50.01 (Epiplating - Tecnica chirurgica Opuscolo)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		