







## Scheda tecnica REF 68.80.78

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.80.78	cassette per impianto Epiplating	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	12143	GTIN	04046826435806
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	12-142
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Peso netto (kg)	0,566	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	451.50.01 (Epiplating - Tecnica chirurgica Opuscolo)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura		Rivestimento	Durante l'anodizzazione si crea uno strato di metallo duro su componenti in alluminio mediante arricchimento con titanio
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.3547 (AlMg4,5Mn)		