











Scheda tecnica REF 68.80.84

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.80.84	inserto magenta per epperchio di epperturaØ 5.1x1.6mm Maxi	
Unità	pz.	Numero doganale	90213990
GMDN	46642	GTIN	04046826387402
Classe di rischio	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,001	Istruzioni d'uso	
Latex free		Istruzioni per la preparazione	MPK06
Codice CND			
N° di repertorio			
  			
Medicon media	451.50.01 (Epiplating - Tecnica chirurgica Opuscolo)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	Ø 5.1x1.6mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
		 	
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	3.7065 (ASTM_Grade_4)		