







Scheda tecnica REF 68.80.89

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|--|--|----------------|
| Codice | 68.80.89 | placca per epitesi auricolare senza perno antirotazione Ti CMS | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90213990 |
| GMDN | 46642 | GTIN | 04046826470524 |
| Classe di rischio | 2b (EU MDD) | UMDNS-Code | 13-049 |
| Classe | 8 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso netto (kg) | 0,001 | Istruzioni d'uso | G688053 |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK06 |
| Codice CND | | | |
| N° di repertorio | | | |
|    | | | |
| Medicon media | 451.50.01 (Epiplating - Tecnica chirurgica Opuscolo) | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
|  | | | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 3.7035 (ASTM_Grade_2) | | |