





Scheda tecnica REF 68.80.90

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.80.90	inserto magenta per epitesi perno baseØ 4.4mm 1.9mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90213990
GMDN	60909	GTIN	04046826546168
Classe di rischio	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,001	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK06
Codice CND			
N° di repertorio			
 			
Medicon media	451.50.01 (Epiplating - Tecnica chirurgica Opuscolo)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	Ø 4.4mm 1.9mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		