






Scheda tecnica REF 68.81.54

20.02.2026

| Dati generali | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| Codice | 68.81.54 | placca per mento3x3 4mm Ti Mini | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 90211090 |
| GMDN | 46642 | GTIN | 04046826475550 |
| Classe di rischio | 2b (EU MDD) | UMDNS-Code | 13-050 |
| Classe | 8 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso netto (kg) | 0,025 | Istruzioni d'uso | G687004 |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | MPK06 |
| Codice CND | | | |
| N° di repertorio | | | |
|    | | | |
| Medicon media | | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | |
| | | | |
| Misura | 3x3 4mm | Rivestimento | |
| Condizioni di conservazione | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | |
| Materiali | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | |
| Corpo | 3.7035 (ASTM_Grade_2) | | |