







## Scheda tecnica REF 68.82.37

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.82.37	retrattore mucoperiostale 19cm Fig 3	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	45918	GTIN	04046826124199
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	12-028
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Peso netto (kg)	0,060	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK12-1
Codice CND	L03140105		
N° di repertorio	420370		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	19cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Manico	1.4021 (X20Cr13) 1.4301 (X5CrNi18-10)		