



Scheda tecnica REF 68.82.51

25.08.2026

Dati generali			
Codice	68.82.51	sollevamento del seno elevatore doppio 6mm 20.5cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35048	GTIN	04046826124229
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-218
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;05;aj;6A
Peso netto (kg)	0,039	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03-1
Codice CND	L0902		
N° di repertorio	181266		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.46 (catalogo sinoscopia) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	6mm 20.5cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4104 (X14CrMoS17)		