



Scheda tecnica REF 68.82.58

20.02.2026

Dati generali			
Codice	68.82.58	Stiller Compressore doppioØ 4mm 18cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35048	GTIN	04046826124281
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-218
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;04;ak;6M
Peso netto (kg)	0,045	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L0902		
N° di repertorio	181272		
 			
Medicon media	450.00.03 (catalogo generale the art of surgery) 450.00.62 (catalogo Medicon instruments Chirurgia maxillo-facciale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	Ø 4mm 18cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4104 (X14CrMoS17)		